



Unidad de Electrocirugía monopolar y bipolar SURTRON 200



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Características eléctricas:

Entrada alimentación seleccionable	115-230 V.
Frecuencia de alimentación	50-60 Hz
Frecuencia de alimentación	350 VA
Frecuencia de trabajo	600 kHz

Potencias Máximas:

CUT	200 W – 250 Ω
ENHANCED	120 W – 250 Ω
BLEND	120 W-200 Ω
FORCED COAG	150 W-150 Ω
SOFT COAG	90 W-100 Ω
BIPOLAR COAG	80 W-50 Ω

Características Físicas

Dimensiones	370x144x319 mm
Peso	6 Kg

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO:

Es un electrobisturí de alta frecuencia idóneo para procedimientos quirúrgicos de precisión monopolar y bipolar. A través de la selección de las funciones permite efectuar corte puro CUT, cortes con reducida producción de carbonización ENHANCED, corte coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COAG, coagulación en profundidad en ausencia de carbonización SOFT COAG y coagulación bipolar BIPOLAR. La lectura digital de la potencia proporcionada y el control a través de un microcontrolador de las funciones operativas, aseguran la absoluta confiabilidad de las condiciones de trabajo. Para procedimientos de: Cirugía ambulatoria, Endoscopia, Primeros auxilios, Gastroenterología, Cirugía general, Ginecología, Neurocirugía, Ortopedia, Otorrinolaringología, Cirugía pediátrica, Cirugía plástica, Neumología, Urología, Cirugía vascular, Veterinaria.

NORMATIVIDAD Y SEGURIDAD:

EN60601-1	
EN60601-1-2	
EN60601-2-2	
Clasificación eléctrica:	I CF
MDR 2017/745/UE Class:	II b

CÓDIGO DE PRODUCTO Y ACCESORIOS:

10100.30110100.301

Accesorios:

Mango reusable monopolar	F4243
Juego de Electrodo	00500.00
Cable para placa de retorno	00404.08
Electrodo de retorno de acero	5365A
Pedal	00304.00
Cable de alimentación	00100.03