



Unidad de Electrocirugía monopolar SURTRON 50D



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Características eléctricas:

Entrada alimentación seleccionable	115-230 V
Frecuencia de alimentación	50-60 Hz
Frecuencia de alimentación	280 VA
Frecuencia de trabajo	680 kHz

Potencias Maximas:

CUT	50 W – 400 Ω
CUT 1	45 W – 400 Ω
CUT 2	40 W – 400 Ω
COAG	40 W – 400 Ω

Características Físicas

Dimensiones	90x85x239 mm
Peso	2.5 Kg

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO:

Es un electrobisturí de radiofrecuencia idóneo para pequeña cirugía monopolar, ofrece resultados profesionales gracias a su diseño ergonómico y sus sistemas altos de seguridad. El electrobisturí dispone de tarjeta de micro-control además de un display digital los cuales nos garantizan alta seguridad y fiabilidad de la eficacia del trabajo en cualquier condición. Para procedimientos: Dental, Dermatología, Cirugía ambulatoria, primeros auxilios

NORMATIVIDAD Y SEGURIDAD:

EN60601-1	
EN60601-1-2	
EN60601-2-2	
Clasificación eléctrica:	I CF
MDR 2017/745/UE Class:	II b

CÓDIGO DE PRODUCTO Y ACCESORIOS:

10100.051

Accesorios:

Mango reusable monopolar	F4814
Juego de Electrodo	00500.00
Cable para placa de retorno	00404.08
Electrodo de retorno de acero	5365
Pedal	00300.00
Cable de alimentación	00100.03